

Краниопластика с фиксацией трансплантата стягивающими скобами с эффектом памяти формы



Метод соответствует профилю высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП, код 19.00.003)



Нумерация конструкций соответствует нумерации, представленной в каталоге **"КОМПЛЕКТ ИМПЛАНТАТОВ МОНОЛИТНЫХ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ И ПОРИСТЫХ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА"** – 2010 г. ("Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы", г.Новокузнецк)

Фиксация титановой перфорированной пластины

Клинический пример №1



Фиксация костного трансплантата

Клинический пример №4



Клинический пример №5

